

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

ПУБЛІЧНИЙ ДОСТУП

КОНТРОЛЬ КРОВОТЕЧІ

Зроблено:
Glia Inc

моделі: 007

<https://glia.org>

Original by North American Rescue
Translated courtesy of Dr. Jarone Lee

Притисніть рану марлевою пов'язкою

1. Знайдіть джерело кровотечі та застосуйте прямий тиск.
2. Заповніть всю рану марлею, підтримуючи постійний тиск.
3. Не відпускайте поки не прибуде швидка допомога.

Перев'язка при невідкладній травмі

1. окладіть стерильний бінт на рану
2. Обмотайте кінцівку, прикриваючи рану
3. Міцно потягуючи продовжуйте обмотувати, закриваючи рану повністю
4. Зафіксуйте бінт після завершення перев'язки

Відкрита рана грудної клітки

Накладіть оклюзійну пов'язку

1. Протріть рану марлею
2. Зніміть пов'язку від підкладки за допомогою червоної вкладки
3. Розташуйте посередині рани
4. Щільно притисніть до шкіри

HyFin Ventril COMPACT

Рятувальна термо ковдра для виживання

1. Накрійте ковдрою пацієнта
2. Підгорніть краї
3. Переконайтесь, що людина вільно дихає

NORTH AMERICAN RESCUE SURVIVAL BLANKET

Притисніть рану марлевою пов'язкою

1. Знайдіть джерело кровотечі та застосуйте прямий тиск.
2. Заповніть всю рану марлею, підтримуючи постійний тиск.
3. Не відпускайте поки не прибуде швидка допомога.

Перев'язка при невідкладній травмі

1. окладіть стерильний бінт на рану
2. Обмотайте кінцівку, прикриваючи рану
3. Міцно потягуючи продовжуите обмотувати, закриваючи рану повністю
4. Зафіксуйте бінт після завершення перев'язки

Відкрита рана грудної клітки

Накладіть оклюзійну пов'язку

1. Протріть рану марлею
2. Зніміть пов'язку від підкладки за допомогою червоної вкладки
3. Розташуйте посередині рани
4. Щільно притисніть до шкіри

HyFin Ventril COMPACT

Рятувальна термо ковдра для виживання

1. Накрійте ковдрою пацієнта
2. Підгорніть краї
3. Переконайтесь, що людина вільно дихає

NORTH AMERICAN RESCUE SURVIVAL BLANKET

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

ПУБЛІЧНИЙ ДОСТУП

КОНТРОЛЬ КРОВОТЕЧІ

Зроблено:
Glia Inc

моделі: 007

<https://glia.org>

Original by North American Rescue
Translated courtesy of Dr. Jarone Lee